

Messtische mit rechteckigem Tisch MT 130

Mess- und Prüfgeräte



Die Tischflächen der Modelle MT 130 und MT 130 b sind geläpft.

Der Tisch der Modelle MT 130 K und MT 130 bK besteht aus hochwertiger, geläppter Keramik Al_2O_3 99,7%.

Die Säulen aller Modelle sind aus gehärtetem und feinstgeschliffenem Stahl.

Die Messtische MT 130 b, MT 130 bK und MT 130b HG sind mit einer auswechselbaren Messuhraufnahme ausgerüstet.

MT 130



MT 130 b



MT 130 K




MT 130 bK



MT 130 HG



MT 130b HG



Modell			MT 130	MT 130 b	MT 130 K	MT 130 bK	MT 130 HG	MT 130b HG
Gesamthöhe	A	mm	284	284	284	285	284	284
Messbereich - vertikal	B	mm	155	165	155	165	155	165
Ausladung	C	mm	76	135	76	135	76	135
Messtischfläche	D x E	mm	98 x 115	98 x 115	100 x 115	100 x 115	100 x 115	100 x 115
Säulendurchmesser ø		mm	28	28	28	28	28	28
Aufnahme Messuhr		mm	8H7	8H7	8H7	8H7	8H7	8H7
Messtischmaterial			Stahl	Stahl	Keramik	Keramik	Hartgestein	Hartgestein
Ebenheit		µm	4,46	4,46	≤ 3	≤ 3	0	0
Staubnuten			•	•				
Gewicht		kg	ca. 7,0	ca. 7,1	ca. 7,0	ca. 7,1	ca. 7,0	ca. 7,1